

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE MASCĂ MEDICALĂ ASK4MASK

I. Scopul propus și utilizarea intenționată:

- **Tip II R-**Masca medicală ASK4MASK este destinată să limiteze transmiterea agenților infecțioși (virusuri, bacterii, fungi) de la personalul medical la pacient, pe parcursul procedurilor chirurgicale și în alte incinte medicale cu cerințe similare.

II. Clasificare:

Conform prevederilor referențialului SR EN 14683:2019+AC:2019:

- **Tip IIR:** Masca medicală ASK4MASK are o eficiență de filtrare a bacteriilor (BFE) $\geq 98\%$, având o respirabilitate de $<60 \text{ Pa/cm}^2$ și o încărcătură microbiană $\leq 30 \text{ ufc/g}$, rezistența la stropire $\geq 16,0 \text{ kPa}$.

Masca medicală ASK4MASK este încadrată conform standardului SR EN 14683:2019+AC:2019, Cap. 4 și 5.2.7

Conform Regulamentului (UE) 2017/745 al Parlamentului European și al consiliului din 05 Aprilie 2017 privind dispozitivele medicale, de modificare a Directivei 2001/83/CE, a Regulamentului (CE) nr. 178/2002 și a Regulamentului (CE) nr. 1223/2009 și de abrogare a Directivelor 90/385/CEE și 93/42/CEE ale Consiliului, *Masca medicală ASK4MASK*, este încadrată în Clasa I de risc, conform Anexei VIII, Regula 1.

III. Instrucțiuni de utilizare

Aceste instrucțiuni de utilizare se aplică atât pentru măștile medicale ambalate câte 5 bucăți/cutie, cât și pentru măștile ambalate câte 50 bucăți/cutie.





S.C. EURO IMPACT S.R.L.

CUI RO 13881247

Nr. Înreg. Reg. Comerțului: J2001000283246

Sediul social : Sat Ruscova, str. Principală nr. 698, jud. Maramureș, cod 437260

Punct de lucru: Loc. Leordina, str. Principala nr. 772, jud. Maramureș

Telefon: 0783016964/0730336088, e-mail: office@ask4mask.ro, web: <http://ask4mask.ro>

- 01. Înainte de a atinge masca, igienizați-vă mâinile cu o soluție dezinfectantă pe bază de alcool sau spălați-vă temeinic cu apă și săpun;**
- 02. Verificați masca să nu aibă rupturi sau găuri;**
- 03. Identificați care este partea superioară. Aceasta este acolo unde se află lamela de fixare metalică, muchia rigidă;**
- 04. Identificați interiorul măștii. Acesta este reprezentat de partea albă a măștii;**
- 05. Asigurați-vă că partea colorată este orientată spre exterior;**
- 06. Potriveți masca pe față și poziționați elasticele în spatele urechilor;**
- 07. Ciupiți lamela de fixare metalică sau muchia rigidă astfel încât să se modeleze formeii nasului;**
- 08. Ajustați masca pe față acoperind gura și bărbia și asigurați-vă că nu sunt goluri între față și mască;**
- 09. În timpul utilizării nu atingeți masca pentru a evita contaminarea;**
- 10. Dacă atingeți accidental masca, igienizați-vă mâinile cu o soluție dezinfectantă pe bază de alcool sau spălați-vă temeinic cu apă și săpun;**
- 11. Pentru a scoate masca îndepărtați elasticele din spatele urechilor, fără a atinge partea din față și ținând masca departe de față. Pastrați masca la distanță de Dvs și alte suprafețe pentru a evita contaminarea.**
- 12. Aruncați imediat masca într-un coș închis și igienizați-vă mâinile;**
- 13. Înlocuiți masca imediat ce devine umedă;**

Atenție !

Nu reutilizați o mască deja folosită.

Masca medicală ASK4MASK este de unică folosință.

**CONFORM CU
ORIGINALUL**



	Funcție	Nume prenume	Data	Semnatura
Elaborat	RMC	Marius Pop	02.12.2021	
Aprobat	Director General	Simion Pop	02.12.2021	