

CĂTRE: MED POWER ENERGY

PRODUCĂTOR ROMÂN • STANDARD MEDICAL TIP IIR

ASK4MASK⁺

by **ELIMEDICAL**

● Producție de Dispozitive Medicale

Soluții certificate pentru retail, sector medical și
parteneriate private label





Despre noi

ELI MEDICAL (SC EURO IMPACT SRL) este un producător român specializat în fabricarea măștilor medicale Tip IIR, dezvoltate conform standardelor europene de calitate și siguranță.

Prin brandul **ASK4MASK**, compania oferă soluții destinate atât sectorului medical, cât și segmentului retail.

Punem accent pe:

- calitate constantă,
- trasabilitate,
- producție automatizată,
- flexibilitate pentru parteneri,
- dezvoltarea unor colaborări pe termen lung.





Mască Medicală Tip IIR – 3 pliuri



- 1 Eficiență de filtrare bacteriană $\geq 98\%$
- 2 3 straturi de protecție
- 3 Rezistență la stropire
- 4 Respirabilitate optimă
- 5 Material delicat pentru piele sensibilă
- 6 Bandă nazală ajustabilă
- 7 Elastic confortabil pentru purtare îndelungată
- 8 Produs fabricat în România



Protecție certificată pentru medii medicale și profesionale cu trafic ridicat

Măștile noastre medicale ASK4MASK nu sunt doar o barieră fizică — datorită stratului filtrant de tip meltblown integrat între layere, asigură o filtrare foarte eficientă (până la ~99,97% filtrare bacteriană conform certificărilor), menținând totodată un nivel scăzut de rezistență la respirație.



Măști medicale ASK4MASK

MĂȘTI TIP IIR CU GRAD CEL
MAI RIDICAT DE PROTECȚIE

$\geq 98\%$

Eficiență de filtrare
bacteriană

$<60\text{PA}$
/cm²

Respirabilitate

$\geq 16,0$
kPa

Rezistență la
stropire

Sistem de Filtrare în 3 Straturi:

- Strat Exterior (Spunbond): Protecție hidrofobă care respinge proiecțiile de lichide și particulele externe, conform standardului Tip IIR.
- Strat Intermediar (Meltblown): „Inima” filtrării. O barieră densă din micro-fibre ce garantează o eficiență de filtrare bacteriană (BFE) $\geq 98\%$.
- Strat Interior (Spunbond Soft): Material hipoalergenic și non-citotoxic, special conceput pentru a fi delicat cu pielea în timpul utilizării prelungite de către personalul medical.

Materii prime de la furnizori
evaluati si acceptati



**3 STRATURI
DE PROTECȚIE EFICIENTĂ**

- 1 STRAT EXTERIOR**
Material nețesut
hidrofob
Blochează particulele
mari și stropii
- 2 STRAT FILTRANT**
Meltblown
Filtrare eficientă
a particulelor fine
- 3 STRAT INTERIOR**
Material nețesut
moale
Confort sporit
pentru piele

ASK4MASK⁺
MASCĂ MEDICALĂ
TIP IIR / TYPE IIR

50 bucăți
50 pieces

ASK4MASK⁺
MASCĂ MEDICALĂ
MEDICAL FACE MASK
Tip IIR/Type IIR

FILTRARE EFICIENTĂ
Filtrare eficientă
a particulelor fine

CONFORT SPORIT
Materiale moi,
prietenoase cu pielea

SIGURANȚĂ GARANTATĂ
Respectă standardele
europene de calitate

PROTECȚIE EFICIENTĂ


CONFORT ȘI SIGURANȚĂ

3 STRATURI DE PROTECȚIE

CE

Date tehnice

- Lamela metalica de fixare pe nas positionata central
- Dimensiuni măştii: 175 x 95 mm
- Fără miros şi impurităţi
- Elastice moi pentru urechi
- Igienizate prin expunere la radiaţii UV cu aparatură modernă



Calitate și certificări



- SR EN 14683:2019 + AC:2019
- ISO 13485:2016
- ISO 9001:2015
- înregistrare ANMDMR
- testare în laborator acreditat
- control riguros al calității

**MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
ȘI A DISPOZITIVELOR MEDICALE DIN ROMÂNIA**
Str. Av. Sănătescu nr. 48, sector 1, 011478 București
Tel: +4021-317.11.00
Fax: +4021-316.34.97
www.anm.ro

**CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE
A DISPOZITIVELOR MEDICALE**
nr. RO_1_026_050 din 4.07.2022

În conformitate cu art. 932, alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 122 ultima teză din Regulamentul (UE) 2017/745 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 aprilie 2017 privind dispozitivele medicale, de modificare a Directivei 2001/83/CE, a Regulamentului (CE) nr. 178/2002 și a Regulamentului (CE) nr. 1223/2009 și de abrogare a Directivei 90/385/CEE și 93/42/CEE ale Consiliului, ale art. 31 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 54/2009 privind condițiile introducerii pe piață a dispozitivelor medicale, cu modificările și completările ulterioare și în baza documentației înaintate, Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România a înregistrat în baza națională de date cu dispozitive medicale, următorul dispozitiv medical clasa I:

DENUMIRE DISPOZITIV	TIP	COD	COD ÎNREGISTRARE	CLASĂ
MASCĂ MEDICALĂ ASK4MASK, ALBASTRU	IIR	ASK4MASK-50-ALBASTRU	RO_1_026_050_01	CLASA I
MASCĂ MEDICALĂ ASK4MASK, ALBASTRU	IIR	ASK4MASK-5-ALBASTRU	RO_1_026_050_02	CLASA I
MASCĂ MEDICALĂ ASK4MASK, ROZ	IIR	ASK4MASK-50-ROZ	RO_1_026_050_03	CLASA I

introduș pe piață de către producătorul **EURO IMPACT SRL**
cu sediul în: Str. Principală, Nr. 698, sat Ruscova, comuna Ruscova, jud. Maramureș, România

Această înregistrare s-a realizat pe baza declarațiilor producătorului și nu reprezintă o aprobare sau o autorizare a autorității competente.

Producătorul trebuie să comunice Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România orice modificare intervenită în datele înregistrate, inclusiv suspendarea introducerii pe piață a dispozitivelor.

VICEPREȘEDINTE
Ioana ȚENE

**ÎNREGISTRARE OFICIALĂ
LA ANMDMR**

Măștile medicale **ASK4MASK** sunt înregistrate în baza națională a dispozitivelor medicale de către **Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România (ANMDMR)**.

PRODUSE ÎNREGISTRATE
3 modele de măști medicale de unică folosință, clasa I

CONFORMITATE
Conform legislației naționale și europene privind dispozitivele medicale

SIGURANȚĂ ȘI ÎNCREDERE
Produse sigure, conforme și trasabile, pentru protecția ta și a celor din jur

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE
EURO IMPACT SRL

EURO IMPACT SRL este o societate comercială înregistrată oficial în România, conform datelor furnizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului.

ÎNREGISTRARE OFICIALĂ
Societate înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Maramureș.

ACTIVITATE PRINCIPALĂ
Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare.

DATE OFICIALE VERIFICATE
Certificat emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului, valabil la data eliberării.

ROMÂNIA
MINISTERUL JUSTȚIEI

OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
de pe lângă
Tribunalul Maramureș

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

Firmă: **EURO IMPACT SRL**

Sediu social: Jud. Maramureș, Sat Ruscova, Comuna Ruscova, Nr. 698

Activitatea principală: 4683 - Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare

Cod Unic de înregistrare: 13881247 din data de: 14.05.2001

Identificator Unic la Nivel European (EUID):
ROONRC.32001000283246
Nr. de ordine în registrul comerțului: 32001000283246
Data eliberării: 30.01.2025

Director,
Octavia-Nicoleta DAN

Seria B Nr. 5100699

ÎNREGISTRARE OFICIALĂ

DATE OFICIALE VERIFICATE

SOCIETATE DE ÎNCREDERE

Standarde și conformitate



ISO 13485:2016 Medical Devices Quality Management System





SYSTEMA®
CERTIFICATION

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

Acest certificat se acordă organizației:
EURO IMPACT SRL
Loc. Leordina, Nr. 772, Jud. Maramureș, CP 437180, România

pentru recunoașterea
**Sistemului de Management al Calității
al Dispozitivelor Medicale**
în conformitate cu cerințele

ISO 13485:2016

Domeniul de activitate acoperit de acest certificat este
**Proiectare, producție și comercializare
măști medicale de unică folosință**

Categoria și subcategoria conform IAF MD 9:
Dispozitive medicale inactivă / Dispozitive medicale
generale inactivă, neimplantabile

Data emiterii:
04 Iulie 2024

Data eliberării: (Original)
04 Iulie 2024

Data expirării:
03 Iulie 2027

Numărul de înregistrare al
clientului: **D230112/01/RO**

Număr ediție: **001**

Eliberat în numele
directorului general, de:

Data limită a primului audit
anual de supraveghere
03 Iulie 2025

Data limită pentru al doilea
audit anual de supraveghere
03 Iulie 2026

CERTIFICARE ISO 13485:2016

Certificarea ISO 13485:2016 atestă implementarea sistemului de management al calității
pentru dispozitive medicale, aplicat activităților de **proiectare, producție și comercializare**
a măștilor medicale de unică folosință.

ISO 9001:2015 Quality Management System



SYSTEMA®
CERTIFICATION

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

Acest certificat se acordă organizației:
EURO IMPACT SRL
Loc. Leordina, Nr. 772, Jud. Maramureș, CP 437180, România

pentru recunoașterea
Sistemului de Management al Calității
în conformitate cu cerințele

ISO 9001:2015

Domeniul de activitate acoperit de acest certificat este
**Proiectare, producție și comercializare
măști medicale de unică folosință**

Data emiterii:
04 Iulie 2024

Data eliberării: (Original)
04 Iulie 2024

Data expirării:
03 Iulie 2027

Numărul de înregistrare al
clientului: **C230112/01/RO**

Număr ediție: **001**

Eliberat în numele
directorului general, de:

Data limită a primului audit
anual de supraveghere
03 Iulie 2025

Data limită pentru al doilea
audit anual de supraveghere
03 Iulie 2026

CERTIFICARE ISO 9001:2015

Certificarea ISO 9001:2015 atestă implementarea sistemului de management al calității
pentru activitățile de **proiectare, producție și comercializare** a măștilor medicale de unică folosință.

Mod de ambalare măști

Ambalare retail standard

- 1 cutie conține 50 măști medicale
- în interiorul cutiei, măștile vor fi ambalate în seturi de câte 5 în folie transparentă.
- 50 cutii de măști sunt ambalate într-un carton logistic
- dimensiune carton logistic: 650 × 650 × 460 mm
- greutate carton logistic: aproximativ 12 kg
- pe un palet se pot încărca 12 cartoane logistice

- ✓ optimizat pentru distribuție și retail
- ✓ manipulare eficientă în depozitare și transport
- ✓ compatibil cu fluxurile logistice moderne



Culori disponibile în stoc:

- Albastre
- Roz



Logistică

Compatibilitate Retail & Distribuție

Produsele ASK4MASK sunt pregătite pentru integrarea în rețele retail și distribuție modernă.


- ✓ Coduri GTIN pentru identificare standardizată
- ✓ Trasabilitate eficientă a produsului
- ✓ Compatibilitate cu sistemele comerciale și logistice
- ✓ Ambalare retail-ready
- ✓ Paletizare pentru distribuție opțional, contra cost

Capacitate și parteneriate

Colaborăm cu:

- 1 Distribuitori
- 2 Farmacii
- 3 Retaileri
- 4 Companii private
- 5 Instituții

Capacitate minimă de producție 500.000 măști/lună
(20.000 măști/zi)



Avantaje:

- producție locală
- flexibilitate operațională
- comunicare rapidă
- stabilitate în aprovizionare
- focus pe parteneriate durabile



De ce să colaborați cu noi

- ✓ Producție în România
- ✓ Standard medical certificat
- ✓ Flexibilitate private label
- ✓ Suport pentru retail și distribuție
- ✓ Control al calității
- ✓ Orientare către parteneriate pe termen lung



OFERTĂ COMERCIALĂ

Produs:

Mască medicală Tip IIR, non-sterilă – ASK4MASK

Măștile ASK4MASK sunt fabricate și ambalate în condiții stricte de igienă și control al calității.

- Procesul de ambalare este complet automatizat;
- Igienizarea măștilor se realizează prin tehnologie UV-C;
- Mediul de producție este permanent igienizat și prevăzut cu sisteme de filtrare a aerului tip HEPA.

Cantitate ofertată: 500.000 măști (10.000 cutii)

Ambalare:

- măștile sunt ambalate câte 5 bucăți în folie PE transparentă, termosudată;
- 50 măști / cutie de vânzare;
- 50 cutii / cutie master din carton;
- livrare paletizată opțional contra cost.

**Preț ofertat: • 0,23 lei + TVA / mască
(11,50 lei + TVA / cutie)**

Condiții logistice:

- pentru transport paletizat, necesarul estimat: 17 paleți;
- paleți non-EURO: 45 lei + TVA / buc, facturați separat.
- transportul se realizează contra cost;
- livrarea poate fi organizată prin rețeaua Pallex sau prin transportator agreat de comun acord.

Condiții comerciale:

- producția se realizează pe bază de comandă fermă/contract;
- termenul de livrare se stabilește de comun acord după confirmarea comenzii;
- plata se efectuează prin transfer bancar, astfel: se achită un avans de 50%, diferența urmând a fi achitată conform condițiilor contractuale agreate de ambele părți.



Ofertă valabilă 15 zile de la data emiterii.

Data emiterii: 22.05.2026



0783.016.964 (Jenea Ignat)
0730.336.088 (Simion Pop)



<https://ask4mask.ro/>
<https://elimedical.ro>



office@ask4mask.ro



PUNCT DE LUCRU
Str. Principala, nr. 772
Leordina, Jud. Maramures